

# Leukosilk®

Huidvriendelijke hechtpleister van kunstzijde

## Eigenschappen en functies

**Leukosilk** is een huidvriendelijke witte hechtpleister, gemaakt van scheurbare kunstzijde (cellulose acetaat) voor de gevoelige huid. De grote spankracht van deze hechtpleister maakt Leukosilk geschikt voor de fixatie van alle maten kompressen en gazen.

Leukosilk biedt een betrouwbare fixatie, ook voor langere perioden. De polyacrylaat kleefmassa wordt zelfs door patiënten met een gevoelige huid zeer goed verdragen.

Leukosilk kan gemakkelijk verwijderd worden en laat geen kleefresten achter. De hechtpleister bevat geen stralingsabsorberende bestanddelen en hoeft daarom niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics. Zelfs bij extreme omstandigheden van - 20°C tot + 70°C blijft de kleefkracht van Leukosilk behouden.

Leukosilk is eenvoudig met de hand te scheuren, ook in de lengterichting en kan goed met pen of stift worden beschreven.

## Toepassingen

- Fixatie van kompressen, gazen, etc.
- Fixatie van slangen, katheters, sondes, etc.
- Fixatie van eerste hulp verbanden
- Fixatie van windsels



## Assortiment

Leukosilk®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
<b>Leukosilk - verpakking met klemring</b>				
5 m x 1,25 cm	01021-00	24	10 x 24 (240)	12201030
5 m x 2,50 cm	01022-00	12	10 x 12 (120)	12201049
5 m x 5,00 cm	01024-00	6	10 x 6 (60)	12201057
<b>Leukosilk - verpakking zonder klemring</b>				
9,2 m x 1,25 cm	09566-00	24	10 x 24 (240)	13932659
9,2 m x 2,50 cm	09567-00	12	10 x 12 (120)	13932667
9,2 m x 5,00 cm	09569-00	6	10 x 6 (60)	13932675

Xxxxxxx

Xxxxxxx



*Assortiment*

---



**Leukoplast**  
Leukoplast®  
University brand

**dit logo verwijderen  
als er een  
achterzijde is**

**Leukoplast®**

Wound care in best hands